

3162000002

OTRAS MARCAS

PINZA PARA ALGODÓN LONDON COLLEGE 15cm x UN. (38-2885)



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Pinza de algodón, Pinza dental angulada, Pinza porta-algodón.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Pinza angulada específica para odontología y laboratorio. Conocida como "pinza de algodón". Acero inoxidable quirúrgico.
Funciones: Sujeción y transporte de elementos auxiliares (algodón, gasas) y manipulación de muestras de tejido durante o después de la cirugía.
Especialidades: Odontología, cirugía general y laboratorio clínico.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
3162000002	1 Unidad	Film (PE)	En stock