

3162000004

OTRAS MARCAS

PINZA ADSON S/DIENTE 12 cm x UN. (12-0275)



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Pinza Adson anatómica, Pinza Adson lisa.

DATOS TÉCNICOS

**Descripción:** Pinza de disección con base ancha que se estrecha hacia puntas finas y romas. Sin dientes (puntas lisas o estriadas).

**Funciones:** Ofrece una gran precisión quirúrgica en un tamaño compacto. Permite manipular tejidos delicados y estructuras vasculares sin causar desgarros.

**Especialidades:** Cirugía plástica, dermatología y microcirugía.

**Uso:** Muy valorada en la mesa de inclusión para manipular fragmentos de tejido medianos con delicadeza, evitando marcas de presión (artefactos) en la muestra.

DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 3162000004 | 1 Unidad     | Film (PE)       | En stock       |