

3162000005

OTRAS MARCAS

PINZA DISECCION 20 cm x UN. (12-0205)



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Pinza de disección anatómica larga, Pinza de mano izquierda, Pinza de disección recta sin dientes.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Pinza recta, larga, sin dientes y con estrías transversales en la punta. Acero inoxidable quirúrgico.

Funciones: Diseñada para alcanzar cavidades profundas y manipular tejidos o material de curación en áreas de difícil acceso. Proporciona un agarre atraumático.

Especialidades: Cirugía abdominal, ginecología y cirugía general.

Uso: Ideal para la extracción de órganos o muestras grandes de recipientes de fijación profundos y para la manipulación en piezas de autopsia o macroscopía de órganos grandes.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
3162000005	1 Unidad	Film (PE)	En stock