



3815172000

CUBETA Y CESTILLO (KIT DE COLORA.) (HP4001) x 1 u.



--- | --- | --- | ---

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Kit de tinción manual, conjunto de coloración histológica, sistema de tinción por inmersión, rack y cuba de coplin.

## DATOS TÉCNICOS

**Descripción:** Sistema combinado que incluye un recipiente (cubeta) y un soporte perforado (cestillo) diseñados para trabajar en conjunto en el procesamiento de láminas.

**Material:** Fabricados en polímeros de alta ingeniería resistentes al ataque químico de solventes orgánicos, agentes aclarantes y colorantes de laboratorio.

**Uso:** Coloración manual de preparados citológicos e histológicos, permitiendo el traspaso rápido y uniforme de los portaobjetos.

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/cubeta-y-cestillo-kit-de-coloracion-hp4001-x-1-u/>

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 3815172000 | 1 Unidad     | Film (PE)       | En stock       |