



3815172100

CUBETA (REPUESTO KIT DE COLORA.) (HP4001-2) x 1u.



--- | --- | --- | ---

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Cubeta de tinción, vaso de coplin cuadrado, recipiente para coloración, cuba para reactivos histológicos.

## DATOS TÉCNICOS

**Descripción:** Recipiente individual de base estable diseñado para contener reactivos y permitir la inmersión de cestillos con portaobjetos en procesos de coloración manual.

**Material:** Fabricada en polímero técnico de alta densidad, resistente a la corrosión química por solventes, ácidos y colorantes de uso frecuente en laboratorio.

**Uso:** Contención de reactivos (alcoholes, xilol, colorantes) durante las etapas de procesamiento técnico de muestras histológicas y citológicas.

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/cubeta-repuesto-kit-de-coloracion-hp4001-2-x-1u>

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 3815172100 | 1 Unidad     | Film (PE)       | En stock       |