



3815172200

CESTILLO (REPUESTO KIT COLORA.) (HP4001-1) x 1 u.



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Canastilla de tinción, rack para portaobjetos, soporte para coloración, cestillo porta-láminas.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Soporte vertical diseñado para sostener y sumergir simultáneamente múltiples portaobjetos en cubas de tinción.

Material: Fabricado en polímero de alta resistencia química y térmica, inerte a los colorantes y solventes habituales de laboratorio como el xilol y alcoholes.

Uso: Procesamiento por lotes de preparados histológicos o citológicos durante las etapas de desparafinado, hidratación, tinción y deshidratación.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/cestillo-repuesto-kit-coloracion-hp4001-1-x-1-u/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
3815172200	1 Unidad	Film (PE)	En stock