



3815172400

ANILLO DE INCLUSION BLANCO HP2032 x 500 u.



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Anillos de embebido , Soportes para bloques de parafina, Anillos de montaje histológico, Embedding Rings

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Se utilizan para sostener y asegurar las muestras de tejido procesadas en bloques de parafina.

Especialidades: Estos anillos se colocan sobre la base del molde de inclusión para formar un bloque sólido que luego se ajusta al microtomo.

Material: Fabricados en plástico de polímero de alta densidad de grado médico.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/anillodeinclusion/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
3815172400	500 Unidades	Film (PE)	En stock