



3815174200

CASSETTES TAPA FLIP-BISAGRA VIOLETA x250u. (HP20282)



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Cassettes de biopsia con tapa integrada, cápsulas de inclusión con bisagra, cassettes flip-top, recipientes para procesamiento de tejidos.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Cassettes de biopsia diseñados con una tapa de tipo "flip-bisagra" que permite una apertura y cierre rápidos, sin necesidad de encastre, agilizando el trabajo en laboratorio. Superficie ranurada y área de identificación a 45°.

Material: Fabricados en polímero de alta resistencia química, estables ante los solventes y reactivos utilizados habitualmente.

Uso: Empleados para el procesamiento, la inclusión en parafina y el archivo seguro de muestras de tejido biológico. Aptos para escritura manual e impresión láser. Compatibles con todas las marcas de micrótomos.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/cassettes-tapa-flip-bisagra-violeta-hp20282-x-250-u/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
3815174200	250 Unidades	Film (PE)	En stock