



3815174300

ESPONJA BASE P/BIOPSIAS PEQUEÑAS x 1500 UN..



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Diseñadas para laboratorios de patología, aseguran la integridad de tejidos pequeños y delicados. Mejoran la eficiencia del trabajo, facilitando la manipulación e inclusión en parafina.

Uso: Evitan pérdidas al impedir filtraciones o escapes en el cassette.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/esponja-base-p-biopsias-pequenas-x-1500-un-jrb2e/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
3815174300	1500 Unidades	PEAD	En stock