



3815174500

CASSETTES TAPED IMP. LASER AMARILLO x400u.(HP20283)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Están diseñados para el procesamiento de muestras de tejidos en parafina. Superficie ranurada y tapa con bisagra de fácil apertura y cierre. Área de identificación a 45°, apta para impresión láser (incluyendo cód. QR).

Uso: Su presentación TAPED (encintados) permite una carga ágil en tolvas de impresoras de cassettes. Aptos para impresión láser (validados para imp. DAKEWE). Compatibles con todas las marcas de micrótomos.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/cassettes-taped-imp-laser-amarillo-x400u-hp20283-ba69p/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
3815174500	400 Unidades	Film (PE)	En stock